

PE anti-mouse MD-1

Rat IgG2b, kappa
MD-113

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B117805 | **BioLegend** | Herstellernummer: 117805

129,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MD-113

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse MD-1

Clone: MD-113

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: MD1

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2307>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>