


## GelBond 85 x 100 mm, Stärke 0.2 mm

Produkt wird in Kürze eingestellt.  
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit nach.



100 Stück

Artikel-Nr.: 863734 | **Lonza** | Herstellernummer: 53734

**498,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Stabilisierung von Agarosengelen

**Format:** 85 x 100 mm, Blatt

**Kategorie:** Agarose Zubehör

**Produkttyp:** Polyesterfilm für Agarosegele

**Verpackung:** 100 Stück

#### Die Vorteile:

- Zuverlässig – auf GelBond Film aufgezogene Gele behalten Ihre Original Abmessungen während der Färbung und nach der Trocknung
- Haltbar und praktisch – besonders dünne, auf GelBond Film aufgezogene Gele sind während Färbung / Entfärbung und Trocknung einfacher zu handhaben.

#### Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C, lichtgeschützt