

GelBond 110 x 205 mm, Stärke 0.2 mm

Produkt wird in Kürze eingestellt.
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit nach.



100 Stück

Artikel-Nr.: 863748 | **Lonza** | Herstellernummer: 53748

1.152,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Stabilisierung von Agarosegelen

Format: 110 x 205 mm, Blatt

Kategorie: Agarose Zubehör

Produkttyp: Polyesterfilm für Agarosegele

Verpackung: 100 Stück