

Ampligase DNA Ligase + Puffer, 100 U/μl

Lucigen



2500 Units

Artikel-Nr.: 110250 | [Lucigen](#) | Herstellernummer: A0102K

353,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 2500 Units

Die Ampligase Thermostable DNA Ligase katalysiert die NAD-abhängige Ligation von benachbarten 3'OH- und 5'Phosphat-Enden in Duplex DNA Strukturen, die bei hohen Temperaturen stabil sind. Die aus einem thermophilen Bakterium stammende Ampligase ist bei höheren Temperaturen aktiver und stabiler als konventionelle DNA-Ligasen.

Anwendungen:

- Ligation Amplification (Ligase Chain Reaction, LCR)
- Repeat Expansion Detection (RED)
- Simultane Mutagenese an verschiedenen Stellen

Die Vorteile:

- Ligation unter hoch stringenten Bedingungen möglich (Hohe Thermostabilität).
- Hohe Spezifität und Stringens ermöglicht SNP Detektion

Unit Definition: Eine Unit der Ampligase DNA Ligase katalysiert die Ligation von 50 % der cos sites in 1 μg Lambda DNA in 1 Minute bei 45 °C in 1 x Ampligase Reaktion Puffer.

Wichtig: Eine Unit der Ampligase DNA Ligase ist äquivalent zu mindestens 15 „cohesive end units“ oder „nick ligation units“.

Inhalt des Kits:

- Ampligase DNA Ligase
- Ampligase 10 x Reaktionspuffer
- Ligation Kontroll-DNA