

Purified anti-mouse I-Ad

Mouse (C3H.SW) IgG3, kappa
39-10-8

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B115002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 115002

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-F

Clone: 39-10-8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse (C3H.SW) IgG3

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse I-Ad

Clone: 39-10-8

Isotype: Mouse (C3H.SW) IgG3, kappa

Other_Names: MHC class II

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1895>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>