

GelBond PAG 138 x 158 mm, Stärke 0.2 mm

Produkt wird in Kürze eingestellt.
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit nach.



50 Stück

Artikel-Nr.: 894711 | **Lonza** | Herstellernummer: 54711

431,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Stabilisierung von PA-Gelen

Format: 138 x 158 mm, Blatt

Kategorie: Polyacrylamidgel Zubehör

Produkttyp: Polyesterfilm für PA-Gele

Verpackung: 50 Stück

Die Vorteile:

- Zuverlässig – auf GelBond Film aufgezoogene Gele behalten Ihre Original Abmessungen während der Färbung und nach der Trocknung
- Haltbar und praktisch – besonders dünne, auf GelBond Film aufgezoogene Gele sind während Färbung / Entfärbung und Trocknung einfacher zu handhaben.

Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C, lichtgeschützt