

GelBond PAG 220 x 165 mm, Stärke 0.2 mm

Produkt wird in Kürze eingestellt.
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit nach.



50 Stück

Artikel-Nr.: 894729 | **Lonza** | Herstellernummer: 54729

682,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Stabilisierung von PA-Gelen

Format: 220 x 165 mm, Blatt

Kategorie: Polyacrylamidgel Zubehör

Produkttyp: Polyesterfilm für PA-Gele

Verpackung: 50 Stück