

GelBond PAG 203 x 260 mm, Stärke 0.2 mm

Produkt wird in Kürze eingestellt.
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit nach.



50 Stück

Artikel-Nr.: 894733 | **Lonza** | Herstellernummer: 54733

888,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Stabilisierung von PA-Gelen

Format: 203 x 260 mm, Blatt

Kategorie: Polyacrylamidgel Zubehör

Produkttyp: Polyesterfilm für PA-Gele

Verpackung: 50 Stück