

GelBond PAG 350 x 430 mm, Stärke 0.2 mm



10 Stück

Artikel-Nr.: 894746 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 54746

551,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Stabilisierung von PA-Gelen

Format: 350 x 430 mm, Blatt

Kategorie: Polyacrylamidgel Zubehör

Produkttyp: Polyesterfilm für PA-Gele

Verpackung: 10 Stück