

APC anti-mouse CD49b (pan-NK cells)

Rat IgM, kappa
DX5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B108910 | **BioLegend** | Herstellernummer: 108910

160,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DX5

Format: APC

Isotype: kappa, Rat IgM

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse CD49b (pan-NK cells)

Clone: DX5

Isotype: Rat IgM, kappa

Other_Names: alpha2 integrin, VLA-2 alpha chain, DX5, Integrin alpha2 chain, ITGA2

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=231>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>