

## Purified anti-mouse TCR beta chain

Armenian Hamster IgG

H57-597

**BioLegend**  
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B109201 | **BioLegend** | Herstellernummer: 109201

**33,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** Costim, CyTOF®, Depletion, FC, IHC-F, IP

**Clone:** H57-597

**Format:** PURE

**Isotype:** Armenian Hamster IgG

**Species of Origin:** Armenian Hamster

**Verpackung:** 50 µg

Purified anti-mouse TCR beta chain

Clone: H57-597

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other\_Names: TCR-beta chain, TCR-beta, beta-TCR

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, CyTOF®, IHC-F, IP, Costim, Depletion

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=274>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>