

PE anti-mouse CD94

Rat IgG2a, kappa
18d3

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B105507 | **BioLegend** | Herstellernummer: 105507

59,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 18d3

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse CD94

Clone: 18d3

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Kp43

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=55>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>