

PE anti-mouse CD86

Rat IgG2b, kappa
PO3

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B105106 | **BioLegend** | Herstellernummer: 105106

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: PO3

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse CD86

Clone: PO3

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: B7-2, B70, Ly-58

Size: 200 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=435>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>