

PE anti-mouse CD49b

Armenian Hamster IgG
HMa2

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B103506 | **BioLegend** | Herstellernummer: 103506

190,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HMa2

Format: PE

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse CD49b

Clone: HMalph2

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: alpha2 integrin, VLA-2 alpha chain, Integrin alpha2 chain, ITGA2, HMa2

Size: 200 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=299>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>