

FITC anti-mouse/human CD45R/B220

Rat IgG2a, kappa
RA3-6B2

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B103206 | **BioLegend** | Herstellernummer: 103206

63,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RA3-6B2

Format: FITC

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 500 µg

FITC anti-mouse/human CD45R/B220

Clone: RA3-6B2

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: B220

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse, Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=445>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>