

Purified anti-mouse CD31

Rat IgG2a, kappa
390

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B102402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 102402

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC-F, IP
Clone: 390
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse CD31

Clone: 390
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: PECAM-1, EndoCAM
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-F, IP
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=123>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>