

Purified anti-mouse CD36

Armenian Hamster IgG
HM36

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B102602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 102602

155,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HM36

Format: PURE

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse CD36

Clone: HM36

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: FAT, gpIIb, gpIV

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=286>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>