

Spitzen, 5 ml, farblos, graduert

für u.a. 5 ml Eppendorf Pipetten

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 50 Stück

Artikel-Nr.: 725044 | Biozym

15,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Rack à 50 Stück