

Purified anti-mouse CD24

Rat IgG2b, kappa
M1/69

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B101801 | **BioLegend** | Herstellernummer: 101801

33,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, WB

Clone: M1/69

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse CD24

Clone: M1/69

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: Heat Stable Antigen (HSA), Ly-52, Nectadrin

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, WB, IHC-F, IHC-P

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=344>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>