

DNA-Leiter 100 bp

100 Anwendungen


100 bp - 1000 bp

160 µl

Artikel-Nr.: 850321 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50321

186,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Bandenanzahl: 10

Eigenschaften: Ladepuffer extra

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Leiter

Trennbereich: 100 bp - 1 kb

Verpackung: 160 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge
- Auch im „SimplyLoad“ Format (Art.-Nr. 850327), d. h. gebrauchsfertig angesetzt in TE-Puffer mit 1 x Ficoll Proben Ladepuffer (mit Bromphenolblau und Xylencyanol)

Die Daten:

- 10 Fragmente von 100 - 1000 bp, Schrittweite 100 bp
- Konzentration: 100 ng/µl

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C