

Purified anti-Tubulin-gamma

Rabbit Polyclonal IgG

Poly6209

BioLegend
From Revvity



50 µL

Artikel-Nr.: B620901 | **BioLegend** | Herstellernummer: 620901

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, WB

Clone: Poly6209

Format: PURE

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Species of Origin: Rabbit

Verpackung: 50 µl

Purified anti-Tubulin-gamma

Clone: Poly6209

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other_Names: gamma-tubulin

Size: 50 µL

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2196>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>