

## Purified anti-Tubulin-gamma

Rabbit Polyclonal IgG

Poly6209

**BioLegend**  
From Revvity



200 µL

Artikel-Nr.: B620902 | BioLegend | Herstellernummer: 620902

**159,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** ICC, WB

**Clone:** Poly6209

**Format:** PURE

**Isotype:** Rabbit Polyclonal IgG

**Species of Origin:** Rabbit

**Verpackung:** 200 µl

Purified anti-Tubulin-gamma

Clone: Poly6209

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other\_Names: gamma-tubulin

Size: 200 µL

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App\_Abbrev: WB, ICC

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2196>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>