

Purified anti-beta-Actin

Rabbit Polyclonal IgG

Poly6221

BioLegend
From Revvity



200 µL

Artikel-Nr.: B622102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 622102

176,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB
Clone: Poly6221
Format: PURE
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 200 µl

Purified anti-beta-Actin

Clone: Poly6221
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: Actin, cytoplasmic 1
Size: 200 µL

Reactivity: Mouse, Rat, Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2349>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>