

Purified anti-LAT

Mouse IgG1, kappa
LAT1111

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B623902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 623902

131,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICFC, IP, WB
Clone: LAT1111
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-LAT

Clone: LAT1111
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Linker for activation of T-cells, 36 kD phospho-tyrosine adaptor protein
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICFC, IP
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2532>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>