

Purified anti-PLK-1

Mouse IgG1, kappa
3F8

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B627701 | **BioLegend** | Herstellernummer: 627701

63,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, IP, KO/KD-WB, WB

Clone: 3F8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-PLK-1

Clone: 3F8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Serine/Threonine protein kinase PLK, Polo-like kinase (PLK), Serine-threonine protein kinase 13

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, KO/KD-WB, IP, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2929>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>