

Purified anti-Cytokeratin 19

Mouse IgG2a, kappa
A53-B/A2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B628502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 628502

131,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA, ICC, IHC-P, IP, WB

Clone: A53-B/A2

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Cytokeratin 19

Clone: A53-B/A2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Keratin 19, Keratin 19 type 1 cytoskeletal

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC, IP, IHC-P, ELISA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2983>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>