

Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos

graduirt, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710320 | Biozym

16,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduirt

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 2.0 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, farblos

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss: "Boil Proof" - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNA-, DNase- und RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar