

## 81er Rack LH5, Pappe laminiert, mit Teleskopdeckel

NICHT MEHR UNTER DIESER ART.NR.

NEUE ART.NR. = ABR066



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730125 | Biozym

Preis auf Anfrage

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** weiß

**Für Kryolagerung:** bis -80° C

**Gefäßgröße:** 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

**Stellplätze:** 81

**Verpackung:** Packung à 10 Stück

Lagerbox