

100er Rack LH5, Pappe laminiert, Teleskopdeckel

LxBxH = 134x134x50 mm (H mit Deckel)

für 1.0 - 2.0 ml Cryovials



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730126 | Biozym

29,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: weiß

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 10 Stück

Lagerbox