

EasyPhor Mini Kamm, 1+1 Zähne, 1 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 203 µl




1 Stück

Artikel-Nr.: 615029 | Biozym

30,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 1 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Mini Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor Mini-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 7 - 152 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 10 - 203 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 15 - 304 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 20 - 405 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich