

## EasyPhor Medi Kamm, 1+1 Zähne, 1 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 495 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615195 | Biozym

**41,80 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Anzahl Zähne:** 1+1

**Eigenschaften:** Kamm

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Materialstärke:** 1 mm

**Produktlinie:** EasyPhor H

**Produkttyp:** Medi Stretch Zubehör, Medi Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

#### Kämme für EasyPhor Medi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
  - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 9 - 371 µl)
  - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 13 - 495 µl)
  - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 17 - 743 µl)
  - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 20 - 990 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich