

Probenröhrchen 1.5 ml, farblos, mit Längsstegen

freistehend, für Schraubverschlüsse

DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710704 | Biozym

26,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Form: freistehend

Kategorie: Probenröhrchen

Mit Längsstegen: ja

Verpackung: Packung à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml

Biozym Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen (nur sterile Probenröhrchen)
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln lieferbar (nicht für alle Probenröhrchen Varianten)
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung
- Passende Deckel separat erhältlich (sterile Probenröhrchen werden mit aufgesetzten Deckel geliefert).

Alternative zu Art.-Nr.: 710020