

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, mit LS

konisch, mit aufgesetztem Schraubverschluss

DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 710732 | Biozym

92,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Form: konisch

Kategorie: Probenröhrchen mit Schraubverschluss

Mit Längsstegen: ja

Verpackung: 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Volumen: 2.0 ml

Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung

Alternative zu Art.-Nr.: 710053