

## Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, ohne LS

konisch, mit aufgesetztem Loopverschluss  
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



10 Beutel à 50 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 710738 | Biozym

**102,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Form:** konisch

**Kategorie:** Probenröhrchen mit Loopverschluss

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Stück = 500 Stück

**Volumen:** 2.0 ml

### Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung