

## Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, ohne LS

freistehend, mit aufgesetztem Loopverschluss  
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 710741 | Biozym

**102,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Form:** freistehend

**Kategorie:** Probenröhrchen mit Loopverschluss

**Verpackung:** 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

**Volumen:** 2.0 ml

#### Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung