

## QuickExtract FFPE DNA Extraction Solution

Lucigen



50 ml

**QuickExtract®**

Artikel-Nr.: 101065 | **Lucigen** | Herstellernummer: QEF81050

**453,20 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** FFPE

**Methode:** Extraktion

**Nukleinsäure:** genomische DNA

**Verpackung:** 50 ml

Die Analyse von Nukleinsäuren aus FFPE (Formalin-Fixed, Paraffin-embedded) Gewebe ist aufgrund des cross-linking der DNA/RNA mit anderen Molekülen und der Fragmentierung häufig sehr schwierig.

Das QuickExtract Protokoll umfasst nur eine Wärmebehandlung, um das Paraffin zu schmelzen, die Zellen zu lysieren und Inhibitoren der Amplifikation zu degradieren.

#### Typische Anwendungen:

- PCR und qPCR basierende Analysen, wie z. B. Microsatelliten Detektion, SNP Detektion, Tumor-Heterogenitätsstudien, Bestimmung der Kopienzahl, Methylierungsstudien, STR (Short Tandem Repeats) Analysen

#### Die Vorteile:

- PCR ready DNA in Minuten - nicht in Stunden
- Kein Xylol, keine Phenolextraktion
- Keine Verluste durch Säulen oder Transfer
- DNA ist kompatibel mit PCR und qPCR