

Mupid-One Komplett Gelelektrophorese System

Gelkammer mit direkt gekoppeltem Spannungsgeber



1 Stück

Artikel-Nr.: 613000 | Nippon

688,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Gelkammer mit integriertem Spannungsgeber und Zubehör

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: Mupid-One

Produkttyp: Mupid-One System

Verpackung: 1 Stück

Kompaktes Elektrophoresesystem mit gekoppeltem Spannungsgeber

Das Mupid-One Elektrophoresesystem ist ideal für Routine-Elektrophoresen. Das einfache, handliche, flexible, robuste und sichere System überzeugt im täglichen Gebrauch. Durchdachte Detaillösungen zur intuitiven Handhabung sowie vorgegebene Spannungsschritte und eine Timerfunktion machen das System leistungsfähig bei einfachster Bedienung. Außerdem ist es platzsparend und bequem zu reinigen.

Lieferumfang:

- Spannungsgeber
- Gelkammer mit Sicherheitsdeckel
- Gießstand für 2 Traygrößen
- 1x Tray large
- 2x Tray small
- 4 Kämme mit 13 und 26 Zähnen