

SAlly, Heat Sealer, semi-automatisch

AC 110 - 240 V, 218 x 415 x 320 mm (BxHxT)

CE Kennzeichnung



1 Stück

Artikel-Nr.: 600001 | Biozym

3.230,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Technische Details:

- Maße (B x H x T): 218 x 415 x 320 mm
- Gewicht: 4.5 kg
- Stromversorgung: AC 110 bis 240 V, ± 10 %, weniger als 8 W
- Timer: einstellbar von 1 bis 9 Sekunden
- Heizelement: einstellbar zwischen 125 °C und 200 °C

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Kompatibel zu vielen Platten und Seal-Folien
- Sealing Temperatur variabel einstellbar zwischen 125 °C und 200 °C
- Verschweißzeit einstellbar zwischen 1 bis 9 Sekunden
- Geringe Aufheizzeit, sofort einsetzbar
- Adapter für alle Plattentypen erhältlich
- „Deep Well“ Block kompatibel
- Ergonomisches, stabiles Design
- CE Kennzeichnung

Folgende Plattenformate lassen sich mit dem HeatSealer SAlly verarbeiten:

- SBS Standard Polypropylen- und Polystyrol-Platten sowie Deep Well Platten
- PCR Platten inklusive skirted, semi skirted und skirtless Platten

Achtung!

Für die Verwendung der HeatSealer „SAlly“ sind Adapter notwendig.

- Art.Nr. 600011 Adapter für 384er-, Low Profile- und COC-Platten
- Art.Nr. 600012 Universal Adapter für 96 Well PCR Platten
- Art.Nr. 600013 Adapter für Deep Well Platten

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

