


Clear Heat Seal für ABI Sequencer

pierceable m Autosampler Nadel, dünner Polyester F
Anwendungstemperatur: -20°C bis +80°C



1 Rolle (610 m x 78 mm)

Artikel-Nr.: 600030 | Biozym

1.031,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +80°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 1 Rolle, 1 Rolle (610 m x 78 mm)

Dünner Sealing Film, für ABI Sequencer geeignet, für PCR, qPCR Imaging, Fluoreszenz-Detektion und colorimetrische Assays

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: nicht peelbar, gute optische Klarheit, etwas chemische Resistenz
- Applikationen: empfohlen für ABI 3730 Sequencer, da sehr leicht piercebar
- Pierce Qualität: Ja