

PCR 96-Well TW-MT-Platte, weiß, barcoded, Laser m.

Low Profile, Semi Skirt, Eckschnitt H12
DNase-, RNase-, Pyrogenfrei für LC 480 II



Packung à 25 Stück

Artikel-Nr.: 712283 | Biozym

164,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: H12

Eigenschaften: alphanumerische Codierung, mit Barcode

Farbe: weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 25 Stück

Volumen: 0.1 ml