


Clear Weld Heat Seal Mark 2

610 m x 78 mm

Anwendungstemperatur: -80°C bis +110°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600050 | Biozym

876,35 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -80°C bis +110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 1 Rolle

Optisch klarer Heat Seal Film

- Dichtet ab: Polypropylen-Platten
- Charakteristik: Verschweiß-Seal, nicht peelbar, gute optische Klarheit
- Applikationen: PCR (speziell Wasserbad-Cycler), Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion, Lagerung von Giftstoffen, DMSO geeignet
- Pierce Qualität: sehr gering
- Sealing Einstellungen: 2.0 bis 3.0 Sek. bei „SALLY“ (die Tempertur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)