

## Clear Weld Heat Seal Mark 2

610 m x 78 mm

Anwendungstemperatur: -80°C bis +110°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600050 | Biozym

**1.031,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis +110°C, PCR, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** pierceable

**Verpackung:** 1 Rolle

### Optisch klarer Heat Seal Film

- Dichtet ab: Polypropylen-Platten
- Charakteristik: Verschweiß-Seal, nicht peelbar, gute optische Klarheit
- Applikationen: PCR (speziell Wasserbad-Cycler), Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion, Lagerung von Giftstoffen, DMSO geeignet
- Pierce Qualität: sehr gering
- Sealing Einstellungen: 2.0 bis 3.0 Sek. bei „Sally“ (die Tempertur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)