

Peel Heat Seal

610 m x 78 mm, Peelable

Anwendungstemperatur: -80°C bis +90°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600060 | Biozym

845,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -80°C bis +90°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 1 Rolle

Gut für Lagerung bei tiefen Temperaturen geeignet

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: leicht peelbar, guter Schutz für wässrige Lösungen, moderat bis gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln bei Raumtemperatur. Seal kann mehrfach abgelöst werden ohne größere Beschädigungen der Platte
- Applikationen: PCR nur mit aktivem Anpressdruckdeckel, Lang- und Kurzzeitlagerung auch bei Tieftemperatur bis -200 °C, DMSO geeignet (Empfehlung jedoch DMSO Peel Seal)
- Pierce Qualität: nicht empfohlen