

## Foil Heat Seal

610 m x 78 mm, Pierceable & Peelable  
Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600090 | Biozym

**875,08 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Anwendungsbereich:** -20°C bis +110°C

**Art der Folie:** Aluminium

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable, pierceable

**Verpackung:** 1 Rolle

### Aluminium Heat Sealing Folie, hervorragend geeignet zur Lagerung

Im Rollenformat, für ca. 5.000 Seals

Passend für 4titude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: sehr gut peelbar, kann einfach per Hand entfernt werden, kann mit weiterem Foil Seal beklebt werden (z. B. nach Piercing), gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln
- Applikationen: hervorragend geeignet zur Lagerung aller Arten von Platten (z.B. Compound Storage) bei tieferen Temperaturen, Kurzzeitlagerung bei Raumtemperatur
- Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze