


Pierce Heat Seal

610 m x 78 mm, Pierceable

Anwendungstemperatur: -20°C bis +120°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600100 | Biozym

845,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +120°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 1 Rolle

Piercebare Heat Seal Folie für Platten aus Polystyrol und Polypropylen

1. Dichtet ab: Polypropylen- und Polystyrol-Platten
2. Charakteristik: nicht peelbar, kann mit weiterem Pierce Seal beklebt werden (nach Piercing), sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln, auch DMSO
3. Applikationen: besonders gut geeignet für Roboteranwendungen, PCR, Compound Storage, Probenversand. Kompatibel mit allen Cyclern
4. Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze