


Adhesive Clear PCR Seal

Sheets, 135 x 80 mm, Peelable

Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600208 | Biozym

88,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -70°C bis +100°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück

Sehr starke, transparente, adhäsive Folie für PCR, qPCR und andere optische Anwendungen (z.B. Fluoreszenz oder colorimetrische Messungen)

Frei von DNase und RNase

Non-pierceable (Pierceable Variante: 600229, PCR Foil Seal Strong)