

Perforated Seal for Capillary Sequencers

Sheets, 135 x 75 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600218 | Biozym

122,83 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: vorperforiert

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 100 Stück

Piercable Adhesive Plate Seal

Sehr starker, transparenter Seal Film, jedoch verfügt der Bereich über der Probe über 2 Trennschnitte. Hierdurch können die Probe oder Teile davon leicht entnommen werden. Unter der Trennschnitt Sektion befindet sich zudem kein Adhäsiv, wodurch das Risiko einer Probenverschmutzung minimiert wird. Geeignet für Probenapplikationen und Probenrückgewinnungen sowie Kapillar Sequenzer.