


Adhesive PCR Foil Seal

Sheets, 130 x 80 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -40°C bis +120°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600228 | Biozym

89,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -40°C bis +120°C, PCR

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 100 Stück

Piercebare und peelbare Folie

- Während des Piercings verhindert die Beschaffenheit der Folie die Bildung eines unerwünschten Vakuums
- Geeignet für Standard PCR und Probenaufbewahrung
- Breite Anwendungstemperaturbereich für Kryoproben bis hin zu PCR Platten