


## Q-Stick Adhesive Seals for qPCR

Sheets, 133 x 76 mm, Peelable, 96 klare Bereiche

Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600248 | Biozym

**144,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis +110°C, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Blätter

**Kategorie:** Adhäsive Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Verpackung:** 100 Stück

- Sehr starker adhäsiver Film mit einzelnen, optischen „Fenstern“ für 96-Well Platten
- Geeignet für qPCR und andere Fluoreszenz Applikationen