


Q-Stick Adhesive Seals for qPCR

Sheets, 133 x 76 mm, Peelable, 96 klare Bereiche

Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600248 | Biozym

122,83 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück

- Sehr starker adhäsiver Film mit einzelnen, optischen „Fenstern“ für 96-Well Platten
- Geeignet für qPCR und andere Fluoreszenz Applikationen